



Matrix™ ABO / Rho (D) Forward Grouping Confirmation Card

Intended Use: _____

Matrix™ ABO & Rho (D) Forward grouping card is used for detecting the Forward group and type of human blood according to the ABO / Rho (D) system.

Matrix™ ABO / Rho (D) Forward Grouping Confirmation Card kit components:

Matrix™ Gel System ABO / Rho (D) Forward Grouping Confirmation card	Matrix™ ABO / Rho (D) Forward grouping card contains six microtubes, prefilled with gel in a suitable buffer and with specific monoclonal Anti-A, Anti-B and Anti-D (IgM) (VI-) antibody in appropriate microtubes. The gel contains a suitable preservative
Configuration	A-B-D-A-B-D / Two profiles per card
Other Accessories	Card fitment and Package Insert

Performance Characteristics:

Standardization: Follows FDA guidelines

FEATURES	BENEFITS
Stable End Reactions	Read results hours later Can be saved for QA or peer review Can be photocopied for documentation
Objective Interpretation of results	Easy Interpretation of weak reactions Relatively skill free
Enhanced Sensitivity	Better detectability especially in antibody screen and cross match
Small sample size	More flexible More convenient
Indigenously Manufactured	Easy availability Long shelf life Another first from Tulip
Tulip's Technical Support	Dependability

Storage / Stability	Temperature	Duration
Unopened kit	4-25°C	12 Months
Opened card	---	Use immediately

Available Pack Sizes
24 Cards/48 Profiles